

Conseils pour l'enfant

Le temps de port de l'appareil qui a été prescrit, doit être respecté. Le porter "environ.....à.....heures" par jour (la nuit pendant....., le jour en faisant les devoirs, en regardant la télévision, en lis.....).

Un port assidu = un traitement

Les jours sans école, nous conseillons de le porter pendant.....heures. Le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil est porté doit être inscrit sur le "journal de bord" ou le calendrier (donné avec l'appareil).

Nettoyer l'appareil de temps en temps avec....., le garder dans sa pochette lorsqu'il n'est pas porté. Bien vérifier la largeur de l'arc intérieur sur les marques du "journal de bord"...... la position de la dépose de la force extra-orale, penser à..... Si une bague bouge, si la FEO se déforme..... venir le cas..... tout de suite, car :

Un jour sans appareil

Plusieurs jours de traitement en plus.

Ne pas s'inquiéter si..... sont sensibles, cela veut dire qu'elles se déplacent. Cette douleur disparaît..... de quelques jours.

ATTENTION

Ces forces extra-orales ne sont mises en bouche que par nécessité absolue pour le traitement. Les consignes de mise en place, de port et de dépose de l'appareil doivent être scrupuleusement respectées. Des incidents même peu nombreux par rapport aux milliers....., par non-respect de ces consignes, se sont malheureusement produits. La sécurité pour laquelle des systèmes de sécurité existent.

Un respect scrupuleux des consignes est un garant de la bonne marche du traitement.

la force extra-orale

pour les parents et les enfants



Pourquoi une force extra-orale ?

La traction extra-orale posée se compose d'un arc facial et d'un appui extra-oral sur la nuque ou sur le crâne, ainsi que d'un support fixe placé dans la bouche (bague) ou amovible (plaque ou gouttière), sur lesquels est solidarisé un tube. Le but de cet appareil est de modifier la position du maxillaire supérieur placé trop en avant ou en arrière, les molaires supérieures, par exemple, pour reculer l'arcade du haut. Cet appareil a une influence sur la croissance du maxillaire et permet de corriger l'écart entre la mâchoire du haut et celle du bas.

Le port assidu d'une traction extra-orale évite dans certains cas les extractions de dents permanentes.



Pose en place

Mettre et enlever l'appareil comme nous l'avons démontré au cabinet (toujours avec les deux mains) demande quelque temps d'exercice. Au début, l'emploi d'un miroir et l'assistance des parents peuvent être nécessaires.

Explications avec photos

L'arc facial doit être inséré dans les tubes des bagues placées sur les molaires, ou sur ceux de la gouttière, en suivant la direction de ceux-ci, donc en tenant l'arc parallèle aux tubes. La même direction est prise pour sortir l'arc des tubes.



L'arc interne est d'abord introduit d'un côté et ensuite guidé avec l'index, sous légère pression, dans le tube opposé.



Quand l'arc interne est bien en place dans les deux tubes, il est important de maintenir l'arc facial pour accrocher le système élastique.



Dépose

Les deux molaires qui permettent d'attacher l'arc peuvent être sensibles pendant les premiers jours. En cas de douleurs importantes, ce qui arrive rarement, il faut prendre contact avec le cabinet.

Lors de la pose et de la dépose de l'appareil, l'enfant doit commencer par retirer les élastiques en tenant l'arc avec l'autre main, sinon il risque de se blesser.



Précaution

Ne jamais courir avec l'arc facial en bouche, le retirer avant de pratiquer un sport (natation, vélo, etc...), pour les raisons évidentes, et avec d'autres enfants.

Ne laisser personne toucher à l'appareil lorsqu'il est en bouche.



Un respect scrupuleux des consignes est un garant de la bonne marche du traitement.

Toujours retirer l'élastique avant d'ôter l'arc interne sinon la tension élastique risque de ramener l'arc interne dans le visage et de blesser.